

# SCIGRESS MO Compact V1.0 体験版

## (セットアップ手順書)

1. ダウンロードサイトより、sgmoc1.0\_trial.exe (14.1MB)をダウンロードしてください。

※WEB ブラウザで、ダウンロードサイトを開き、【体験版インストールパスワードご申請】ボタンをクリックします。

URL: <http://software.fujitsu.com/jp/chem/trial/#scigressmocompact>


必要項目をご記入の上、インストールパスワード申請をお願いします。ご記入頂いたメールアドレスに、インストールパスワードを、お送りさせていただきます(数日掛かる場合がございます)。

2. 保存した"sgmoc1.0\_trial.exe"をダブルクリックすると自動でインストールウィザードが起動します。インストールパスワードを入力して画面の指示に従って、インストールしてください。



※ インストールパスワードは随時変更しております。インストールパスワード申請時にダウンロードしたモジュールは、必ず保存しておいてください。

3 ユーザ名および会社名を入力してください。



4. 画面の指示に従い、インストールを完了させてください。

### ◆インストールについてのお問い合わせ

Tel : 043-299-3680

E-Mail : [biochem-info@ml.css.fujitsu.com](mailto:biochem-info@ml.css.fujitsu.com)